



ⒺⓃ Instruction for use of Ritex condoms

Tear open the individual container **carefully** from the **serrated edge**. Please note that for example fingernails, jewellery or piercings of the private parts can damage the condom **(1)**. Before there is any contact between the penis and your partners **body, pull the foreskin back completely**, place the condom with **the roll on the outside** on the glans of the erect penis, squeeze the test using your thumb and forefinger and roll the condom all the way down **(2)**. In case the penis begins to limp or if you feel that the condom might slip off or if it tightens excessively onto the penis (danger of breakage), withdraw the penis while holding the condom firmly in place at the base of the penis (1). Seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 h. Do not use a condom late, burst during use. Ritex condoms are medical devices intended for the use in vaginal intercourse as a method of contraception and localised protection against sexually transmitted infection. Non-vaginal use or low levels of vaginal moisture jeopardise the safety of condoms. No method of contraception can guarantee 100% protection. In order to remedy a **lack of slide**, for example with insufficient vaginal dryness or anal intercourse, additional condom-compatible **Ritex lubricants** such as GEL[®], HYDRO, BIO or LONGTIME should be used in sufficient quantities on the **outer side of the condom**. Never use additional lubricants directly on the penis or the inside of the condom, as this increases the risk of the condom slipping or tearing. Never use lubricants containing oil or grease (e.g. vaseline, baby oil, body lotion). Only use those which are recommended by the manufacturer for use with latex condoms. Consult your doctor or pharmacist to determine whether the use of pharmaceuticals such as suppositories, ointments, creams etc. on either vagina or penis may impair the safety of the condom. Store at room temperature in the original sealed individual container only. Only dispose of used condoms via the household waste. Do not flush them down the toilet.

ⒺⒺ Ritex Kondom-Gebrauchshinweise

Siegelbrüchigen **behalten** an der **Zackenante** aufreißen. Bitte beachten Sie, dass z. B. Fingerringe, Schmuck oder Piercings im Intimbereich das Kondom beschädigen können. **(1)** Bevor Penis und Körper des Partners sich berühren, das Kondom über den steifen Penis abrollen. **Vorhaut ganz zurückziehen**, Reservoir mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken, **mit Abrollrand nach außen** auf die Eichel setzen und das Kondom vollständig abrollen. **(2)** Sobald der Penis zu erschaffen beginnt, das Kondom richtig oder sehr sperrig (Geld, das Beins) ziehen. Sie den Penis hercus. **Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht.** **(3)** Sollte das Kondom nach Verwendung ein Loch aufweisen oder gerissen sein, stellen Sie sobald wie möglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden einen Arzt aufsuchen. Ritex Kondome sind für die Anwendung beim vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung und zum lokalen Infektionsschutz. Bei nicht vaginaler Anwendung ist das Risiko des Abrutschens oder der Beschädigung höher. Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft und Infektionen garantieren. Um **mangelnde Gleitfähigkeit**, z. B. bei zu geringer Scheidenfeuchtigkeit oder bei Analverkehr zu beheben, sollten zusätzlich kondomverträgliche **Ritex Gleitmittel** wie z. B. GEL[®], HYDRO, BIO oder LONGTIME in ausreichender Menge auf der **Außenseite des Kondoms** benutzt werden. Niemas zusätzliche Gleitmittel direkt auf dem Penis oder der Innenseite des Kondoms verwenden, da sich hierdurch das Risiko erhöht, dass das Kondom abrutscht oder reißt. Nie öl- oder fetthaltige Gleitmittel (z. B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion) verwenden, sondern nur solche, die vom Hersteller für die Anwendung mit Latex-Kondomen empfohlen sind. Bei Anwendung von Arzneimitteln wie Zäpfchen, Salben, Cremes etc. in Intimbereich fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit des Kondoms beeinträchtigen können. Kondome bei Raumtemperatur nur in original verschlossenen Siegelbrüchigen aufbewahren. Entsorgen Sie benutzte Kondome nur über den Hausmüll. Nicht ins WC werfen!

ⒺⒻ Mode d'emploi du préservatif Ritex

Déchirez l'emballage scellé **prudemment** au niveau du **bord dentelé**. Les ongles, les bijoux ou les piercings intimes peuvent endommager le préservatif. **(1)** Déroulez le préservatif sur le pénis en érection avant tout contact entre le pénis et le corps de votre partenaire. **Tirez complètement le prépuce vers l'arrière**, pincez légèrement le réservoir entre le pouce et l'index en **vous assurant que le bourrelet se trouve à l'extérieur**. Placez ensuite le préservatif sur le gland et déroulez-le

entièrement. **(2)** Retirez-vous dès que l'érection faiblit ou si le préservatif glisse ou est trop tendu (risque de délamente). **Maintenez alors le préservatif à la base du pénis pour éviter qu'il ne glisse.** **(3)** Si le préservatif est percé ou déchiré après utilisation, consultez un médecin le plus rapidement possible, toutefois dans les 72 heures suivant le rapport. Les préservatifs Ritex sont des dispositifs médicaux servant de moyen de contraception et de protection locale contre les infections lors de rapports sexuels vaginaux. Le risque de glissement et d'endommagement est plus élevé lors de rapports sexuels non vaginaux. Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection à 100 % contre les infections et les grossesses non désirées. En cas de **lubrification insuffisante** (par ex. en cas d'humidité vaginale faible ou de rapport sexuel anal), appliquez en outre une quantité suffisante de **gel lubrifiant Ritex** (par ex. GEL[®], HYDRO, BIO ou LONGTIME) sur **l'extérieur du préservatif**. N'appliquez jamais de lubrifiant directement sur le pénis ni à l'intérieur du préservatif pour ne pas augmenter les risques que le préservatif glisse ou se déchire pendant le rapport. N'utilisez jamais de lubrifiants huileux ou gras (par ex. vaseline, huile pour bébé, lotion corporelle), mais uniquement des lubrifiants recommandés par le fabricant pour l'utilisation avec des préservatifs en latex. En cas d'utilisation de médicaments tels que des ovules gynécologiques, pomades, crèmes, etc. au niveau des parties génitales, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si ceux-ci peuvent compromettre l'emploi sûr du préservatif. Conservez les préservatifs à température ambiante dans leur emballage d'origine scellé fermé. Jetez les préservatifs usagés uniquement à la poubelle. Ne les jetez pas dans les toilettes !

ⒺⒼ Istruzioni per l'uso del profilattico Ritex

Aprire la confezione **con cura dal bordo seghettato**. Tenere presente che il profilattico può essere danneggiato ad es. con unghie, gioielli o piercing nelle parti intime. **(1)** Prima che il pene entri in contatto con il corpo del partner, stromolare il profilattico sul pene eretto. **Tirare completamente indietro il prepuzio**, stringere il serbatoio delicatamente tra pollice e indice, posizionarlo sul glande **con il bordo da stromolare verso l'esterno** e stromolare completamente il profilattico. **(2)** Appena il pene comincia a diventare flaccido oppure se il profilattico scivola o stringe troppo (pericolo di rottura), estrarre il pene **tenendo stretto il profilattico alla base del pene per evitare che si sfilii**. **(3)** Qualora dopo l'uso del profilattico risulti uccato o strappato, consultare un medico il prima possibile, in ogni caso entro le 72 ore successive. I profilattici Ritex sono dispositivi medici destinati per l'impiego per rapporti sessuali vaginali per la contraccezione e la protezione da infezioni locali. L'uso non vaginale aumenta il rischio che il profilattico possa sfilarsi o danneggiarsi. Nessun metodo contraccettivo è in grado di assicurare una protezione da gravidanza e infezioni pari al 100%. In caso di **lubrificazione insufficiente**, per es. ridotta secrezione vaginale o di rapporto anale, si consiglia di ricorrere a **lubrificanti Ritex** aggiuntivi compatibili con i profilattici, quali per es. GEL[®], HYDRO, BIO o LONGTIME, da non usare in quantità sufficiente sulla **parte esterna del profilattico**. Non applicare mai lubrificanti aggiuntivi direttamente sul pene o sul lato interno del profilattico, poiché altrimenti aumenta il rischio che quest'ultimo si sfilii o si rompa. Non utilizzare mai lubrificanti oleosi o grassi (ad es. vaselina, oli neutri, lozioni per il corpo). Adottare esclusivamente lubrificanti raccomandati dal produttore per l'utilizzo con i profilattici in lattice. In caso di impiego di medicinali quali ovuli, pomate, creme, ecc. sulle parti intime, chiedere al proprio medico o in farmacia se questi possono ridurre la sicurezza del profilattico. Conservare il profilattico esclusivamente nella sua confezione originale sigillata ed a temperatura ambiente. Gettare il profilattico utilizzato soltanto nei rifiuti domestici e non nel WC!

ⒺⒽ Indicações de uso del preservativo Ritex

Abra o envase individual del preservativo cuidadosamente, rompiendo por el **borde dentado**. No utilize objetos punzantes para abrirlo. Tenga en cuenta que las uñas, dientes, joyas o piercings en los genitales pueden dañar el preservativo. **(1)** Desensrole el preservativo sobre el pene erecto antes de cualquier contacto entre el pene y el cuerpo de su pareja para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. **Retraiga completamente el prepucio**, apriete suavemente el depósito con el pulgar y el índice, coloque el preservativo sobre el glande **con el reborde hacia fuera** y desenrólelo por completo. **(2)** Si el pene comienza a relajarse, el preservativo se resbala o se tensa mucho (peligro de rotura), retire inmediatamente el pene. **Sujete bien el preservativo en la base del pene para que no se resbale.** **(3)** Si luego de su uso el preservativo presenta un orificio o está rasgado, consulte a su médico lo antes posible y, en todo caso, durante las 72 horas siguientes. Los preservativos Ritex son productos sanitarios médicos destinados para el uso en relaciones sexuales y el embarazo. Ningún método anticonceptivo puede garantizar una protección total contra el embarazo y las infecciones. Si la **capacidad de deslizamiento es insuficiente**, en caso de sequead vaginal o de sexo anal, se debe remediar

mediante la aplicación adicional de una cantidad suficiente de **lubrificante Ritex** compatible con el preservativo como el GEL[®], HYDRO, BIO o LONGTIME, sobre la **parte exterior del preservativo**. Nunca utilice lubricantes adicionales directamente sobre el pene o en la parte interior del preservativo, ya que esto aumenta el riesgo de que el preservativo se deslice o se rasgue. Nunca utilice lubricantes que contengan aceites o grasas, (vaselina, aceite para bebés, loción corporal). Use únicamente aquellos recomendados por el fabricante para el uso con preservativos de látex. Antes de utilizar medicamentos como supositorios, pomadas, cremas, etc. en las zonas genitales consulte con su médico o farmacéutico si estos productos pueden mermar la seguridad del preservativo. Almacene los preservativos siempre a temperatura ambiente y en los envases individuales originales. Deseche los preservativos usados siempre con la basura doméstica. ¡Nunca desheche un preservativo por el inodoro!

ⒺⒿ Instruções de utilização do preservativo Ritex

Rasgar **cuidadosamente** a carteirinha pelo **lado plicado**, ter em atenção que p. ex. unhas, jóias, ou peças de joalheria ou piercings no corpo íntimo podem danificar o preservativo. **(1)** Antes de o pénis tocar no corpo do parceiro, desensolar o preservativo sobre o pénis ereto. **Recolher totalmente o prepúcio**, apertar suavemente o reservatório entre o polegar e o indicador, colocar sobre a glande **com o rebordo para fora** e desensolar totalmente o preservativo. **(2)** Se o pénis começar a perder a ereção, o preservativo escorregar ou esticar demasiado (risco de rompimento), retire o pénis. **Segure o preservativo na base do pénis, para evitar que escorregue.** **(3)** Se, após a utilização, detetar um furo ou fissuras no preservativo, procure um médico o mais rápido possível, dentro de um período de 72 horas. Os preservativos Ritex são dispositivos médicos específicos para a utilização em relações sexuais por via vaginal com contracção e protecção contra infeções. Em caso de utilização por outra via que não vaginal, o risco de o preservativo escorregar ou ficar danificado é maior. Nenhum método contraceivo pode garantir 100% de protecção contra uma gravidez ou infecção. Em caso de **falta de lubrificação**, p. ex. em caso de lubrificação vaginal insuficiente ou sexo anal, podem também ser utilizados os **lubrificantes Ritex** como p. ex. GEL[®], HYDRO, BIO ou LONGTIME, sempre aplicáveis com preservativos, em quantidade suficiente e aplicados no **lado exterior do preservativo**. Nunca aplicar lubrificantes diretamente no pénis ou no lado interior do preservativo, uma vez que aumenta a probabilidade de o preservativo escorregar ou romper. Nunca utilizar lubrificantes que conttenham óleo ou gordura (p. ex. vaselina, óleo de bebé, loção corporal), mas sim apenas os que sejam recomendados pelo fabricante para a utilização com preservativos de látex. Em caso de utilização de medicamentos, como supositórios, pomadas, cremes etc., em zona íntima, pergunte ao seu médico ou farmacêutico se estes compatíveis com a segurança do preservativo. Guardar os preservativos a temperatura ambiente e apenas nas carteirinhas originais fechadas. Deitar fora os preservativos usados juntamente com o lixo doméstico. Não colocar os preservativos no WC!

ⒺⓀ Bruksanvisning for Ritex kondomer

Bryt kondomförpackningen **försiktigt** vid **jacket**. Tank på att i.t.ex. naglar, smycken eller inmpiercingar kan skada kondomen. **(1)** Innan penisen kommer i kontakt med partnerns kropp, rulla på kondomen på den styva penisen. **Dra hilbåka förhuden helt** och tryck försiktigt ihop reservoaren med tumme och pekfinger. **Sätt kondomen med ringen utåt** på ollonet och rulla på den helt. **(2)** Dra ut penisn när ståndet avtar, kondomen glider av eller om den känns väldigt stram (risk att den spricker). **Håll fast kondomen vid penisrots så att den inte glider av.** **(3)** Om kondomen efter användning uppvisar hål eller har spruckit ska läkare uppsöka så snart som möjligt, dock senast efter 72 timmar. Ritex kondomer är medicinprodukter avsedda att användas vid vaginala samlag för att förhindra graviditet och för att skydda mot lokala infektioner. Vård inte stes kommersiellt a segmenter av kondomerna efter eller skadas höger. Inga preventivmedel kan garantera ett fullständig skydd mot graviditet och infektioner. För att åtgärda **bristande glidförmåga**, t. ex. om slidan inte är tillräckligt fuktig, eller vid anala samlag, bör man samtidigt använda kondomvänliga Ritex glidmedel som t.ex. GEL[®], HYDRO, BIO eller LONGTIME i tillräckligt mängd på **utsidan av kondomen**. Ytterligare glidmedel får aldrig appliceras direkt på penisen eller på insidan av kondomen eftersom risken för att kondomen glider av eller spricker då ökar. Använd aldrig glidmedel som innehåller olja eller fett (t.ex. vaselin, babyolja, kroppslotion) utan endast sådana som tillverkas rekommenderade av tillverkaren med latexkondomer. Vid användning av läkemedel såsom vaginaliter, salvor, krämer och dylikt i intimitetsrådet, fråga din läkare eller apotekare om dessa kan påverka kondomens säkerhet. Kondomerna ska alltid förvaras i obrutna kondomförpackningar i original och vid rumstemperatur. Använda kondomer ska alltid slängas i hushållssoporna. De får aldrig kastas i toaletten!

ⒺⓁ Gebruiksaanstructies Ritex condom

Scheur de folieverpakking **voorzichtig** open bij de **gribbelde rand**. Denk eraan dat bijv. vingerenagels, sieraden of piercings in de schaamstreek het condom kunnen beschadigen. **(1)** Voordat penis en lichaam van de partner elkaar aanraken, rollt u het condom over de stijve penis af. **Trek de vooruid helemaal terug**, druk het topje van het condom met duim en wijsvinger zachtjes bij elkaar, plaats dit **met afrolrand naar buiten** op de stijve en rol het condom helemaal terug op de stijve penis. **(2)** Zodra de penis begint te verslappen, het condom wegglijdt of te strak staat (gevaar voor knappen), trek u de penis eruit. **Houd daarbij het condom altijd bij de aanzet van de penis vast, zodat dit niet afglijdt.** **(3)** Mocht het condom na gebruik een gaatje vertonen of gescheurd zijn, bezek dan zo snel mogelijk, echter binnen 72 uur, een arts. Ritex condoms zijn voor gebruik bij vaginaal geslachtverkeer bestemde medische hulpmiddelen voor anticonceptie en voor lokale bescherming tegen infecties. Bij niet-vaginaal gebruik is het risico van afglijden of beschadigen groter. Geen enkele anticonceptiemethode kan een 100% bescherming garanderen tegen zwangerschap en infecties. Om **gebrekkig glijvermen**, bijv. bij een te droge schede of bij anal geslachtverkeer, te verhelpen, moeten bovendien condom-compatible **Ritex glidmiddelen** zoals bijv. GEL[®], HYDRO, BIO of LONGTIME in voldoende mate op de buitenkant van het condom worden gebruikt. Gebruik nooit extra glidmiddelen direct op de penis of de binnenkant van het condom, omdat hierdoor het risico dat het condom afglijdt of scheurt groter wordt. Gebruik nooit olie- of vethoudende glidmiddelen (bijv. vaseline, baby-olie, bodylotion), maar alleen die glidmiddelen die door de fabrikant voor het gebruik met ritex-condooms zijn aanbevolen. Bij gebruik van geensmiddelen als zepijnen, zalven, crèmes enz. in de schaamstreek vraag u uw arts of apotheker of deze de veiligheid van het condom kunnen belemmeren. Bewaar condoms bij kamertemperatuur alleen in origineel gesloten folieverpakking. Gooi gebruikte condoms alleen via het huisvuil weg. Gooi deze niet in het toilet!

ⒺⓂ Instrukcja użycia prezerwatywy Ritex

Otwórz **ostrożnie** opakowanie odrywając jego górny brzość. Nie używaj paznokci, biżuterii lub kolczyki w miejscach intymnych mogą uszkodzić prezerwatywę. **(1)** Przed kontaktem płciowym, rozwin prezerwatywę na członku w stanie wzwodu. **Odświć całkowicie napletek**, kciukiem i palcem wskazującym delikatnie ściśnij zbiorniczek, **odwijamym brzegiem skierowanym na zewnątrz** załóż prezerwatywę na żołądź i rozwin ją całkowicie aż do nasady członka. **(2)** Gdy członek przestaje być w stanie wzwodu, prezerwatywę się zsuwaj lub jest bardzo naprężona (ryzyko pęknięcia, wyciągnięcia członka). **Trzymaj przy tym prezerwatywę u nasady członka, aby się nie zsunęła.** W przypadku stwierdzenia po użyciu prezerwatywy lub pęknięcia prezerwatywy, możliwie jak najwcześniej, jednakże nie dłużej niż w ciągu 72 godzin zgłoś się do lekarza. **(3)** Prezerwatywy Ritex w przypadku stosunków waginalnych są produktami medycznymi do antykoncepcji i ochrony przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową. W przypadku stosunku niewaginalnego ryzyko zsunięcia się lub uszkodzenia prezerwatywy jest większe. Zadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony przed ciężką oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową. Z ewentualnym **niedostatecznym nawilżeniem**, np. w przypadku słabego nawilżenia pochwy lub stosunku analnego można sobie poradzić stosując dodatkowo bezpieczny dla prezerwatywy **lubrykant** Ritex, np. GEL[®], HYDRO, BIO lub LONGTIME, aplikując go w odpowiedniej ilości na **zewnątrzną stronę prezerwatywy**. Nie wolno aplikować lubrykantów bezpośrednio na członka ani do wnętrza prezerwatywy, ponieważ zwiększa to ryzyko jej zsunięcia lub pęknięcia. Nie należy używać środków nawilżających zawierających oleje lub tłuszczce (np. wazelinę, oliwki dla dzieci, balsamów do ciała), lecz wyłącznie środków zalecanych przez producenta, przeznaczonych do stosowania z prezerwatywami lateksowymi. W przypadku stosowania lateków w postaci czopków, maści, kremów itp. aplikowanych w miejscach intymnych, należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, czy nie mają one wpływu na bezpieczeństwo użytkowania prezerwatywy. Prezerwatywy przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Zużyte prezerwatywy wyrzucić wraz z odpadami komunalnymi. Nie wrzucać do WC!

ⒺⓃ Návod k použití kondomu Ritex

Svařeny obal **opatrně** natřhněte na **zoubkované hrane**. Nezapomínejte prosím, že může dojít k poškození kondomu například nehty, šperky nebo piercingy v intimní oblasti. **(1)** Předtím, než se penis a tělo partnera dotknou, srolujte kondom přes ztvořený penis. **Stáhněte předložku zcela dozadu**, palcem a ukazováčkem jemně stiskněte rezervoár, nasadte kondom **srolováním krajem směřujícím ven** na žalud a kondom zcela odvíhňte. **(2)** Jakmile penis začne ochabovat, kondom sklouzává nebo příliš npe (nebezpečí prasknutí), penis

vytáhněte. **Kondom přitom pevně přidržte u kořene penisu tak, aby nesklouzl.** Pokud byste v kondomu po použití objevili otvor nebo prasklinu, vyhleďte lékaře, jakmile to bude možné – nejpozději však do 72 hodin. **(3)** Kondomy z Ritex jsou zdravotnickými prostředky určenými pro použití při vaginálním pohlavním styku jako prevenci početí a lokální ochranu proti infekci. V případě nevaginálního použití je riziko sklouznutí nebo poškození vyšší. Žádná metoda ochrany proti početí nemůže zajistit 100% ochranu před těhotenstvím a infekcemi. Při odstranění **nedostatečném navilžením**, například při nedostatečném vlhkosti pochvy nebo při análním styku, by měly být na **vnější straně kondomu** v dostatečném množství použity zvlhčovač **prostředky firmy Ritex** kompatibilní s materiálem kondomu, jako např. GEL[®], HYDRO, BIO nebo LONGTIME. Pomocné lubrikanty nikdy nenanošete přímo na penis ani na vnější stranu kondomu, jelikož se tím zvyšuje riziko sklouznutí nebo roztržení kondomu. Nikdy nepoužívejte lubrikanty s obsahem oleje nebo tuku (například vazelínu, dětský olej, tělové mléko), ale pouze takové, které jsou výrobcom doporučeny pro použití ve spojení s lateksovými kondomy. Při použití léčiv, jako jsou čípky, masti, krémy atd. v intimní oblasti, je důležité ověřit lékaře nebo lékárníka, zda nemohou ovlivnit bezpečnost kondomu. Skládání kondomů při pokojové teplotě a pouze v originálních svařených obalech. Použité kondomy zlikvidujte s domovním odpadem. Nevhazujte kondomy do WC!

ⒺⓄ Pokyny na použití kondómu Ritex

Opatrne roztrhnite ochrannú fóliu na **vŕubkovanaj strane**. Majte na zreteli, že kondóm môže poškodiť napr. nehty, šperky alebo piercingy v intímnej oblasti. **(1)** Pred dotykom penisu a tela partnera si kondóm narolujte na vnější stranu. **Upline si stáhnite predložku**, rezervoár jemne stlačte palcom a ukazováčkom, nasadte si kondóm na žalud **rolováním okrajom smerom von** a kompletno ho narolujte. **(2)** Hneď ako začne penis ochabovať, kondom sklzáva alebo sa príliš napína (nebezpečnosť prasknutia), penis vytáhnite. **Kondóm pritom pevne pridŕžavajte pri koreni penisu, aby nesklzol.** Ak by bola po použití v kondóme dierka alebo ak by bol kondóm prehrnutý, oš najskôr navštíve lekára, najneskôr však do 72 hodín. **(3)** Kondómy Ritex sú zdravotnicke pomôcky určené na použitie pri vaginálnom pohlavnom styku za účelom antikoncepce a lokálnej ochrany proti infekčiam. Pri inom ako vaginálnom použití je riziko sklznutia alebo poškodenia vyššie. Žiadna antikonceptná metóda nedokáže zaručiť 100 % ochranu pred tehotenstím a infekciami. **Pri nedostatočnej lubrikácii**, napr. pri príliš nízkej vlhkosťi vagíny alebo análnom styku, by sa na **vnokjšiu stranu kondómu** mal naniesť dostatočne množstvo prídavného **lubrikantu Ritex na kondómy**, ako napr. GEL[®], HYDRO, BIO alebo LONGTIME. Prídavný lubrikant nikdy nenanošete priamo na penis ani vnútornú stranu kondómu, pretože sa tým zvyšuje riziko jeho sklznutia alebo prehrnutia. Nikdy nepoužívajte lubrikanty s obsahom oleja alebo tuku (napr. vazelínu, detský olej, telové mlieko), ale len lubrikanty, ktoré výrobca odporúča na použitie, s lateksovými kondómami. V prípade, že v intímnej oblasti použivate liečivá, ako sú čapky, masti, krémy atď., opýtajte sa svojho lekára alebo lekárniky, či môžu mať vplyv na bezpečnosť kondómu. Kondómy uschováajte pri izbovej teplote len v originálnej zavorenej ochrannej fólii. Použité kondómy zahodte do koša. Nehádzajte ich do záchodu!

ⒺⓅ Указания за употреба на презервативи Ritex

Разкъсайте **внимателно** запечатаното плъкче по **назъбения край**. Моля обарнете вниманието, че напр. ноктите на ръцете, бижута или piercing в интимната зона могат да повредят презерватива. **(1)** Поставете презерватива на ерекцирания penis преди контакт на penisа с тялото на партньора. Издърпайте **кожичката на лавличката на penisа до край назад**, стиснете внимателно резервоара с палеца и показалеца, поставете презерватива с **развивания се край навън** върху лавличката на penisа и развийте изцяло презерватива. **(2)** Извадете penisа веднага след като penisът започне да спада, презервативът се изплъзне или се изплъзне силно (опасност от пръскане). **Придържайте презерватива в основата на penisа, за да не се изплъзне.** В случай че след употреба презервативът има дупка или е съкъсн, възможно най-бързо, но в рамките на 72 часа, посетете лекар. **(3)** Презервативите Ritex са медицински продукти, предназначени за приложение при вагинално полово сношение за предпазване от забременяване и локална защита от инфекция. При невагинално приложение рискът от изплъзване или повреждане е по-висок. Никой метод за предпазване не може да гарантира 100%-ова защита от забременяване или инфекции. За **подобряване на плъзгането**, напр. при твърде сува vaginalna vlhkost, използвайте допълнително приложение могат да се използват съвместими с презервативите **lubrikanti Ritex**, като напр. GEL[®], HYDRO, BIO или LONGTIME, които се нанасят в достатъчно количество върху **външната страна на презерватива**. Никога не нанасяйте допълнителни lubrikanti директно върху penisа или вътрешната страна на презерватива, тъй като това се увеличава рискът от

изплъзване или съкъване на презерватива. Никога не използвайте съдържащи олио или лозини lubrikanti (напр. вазелин, бебешко олио, лосион за тяло), а само такива, които се препоръчват от производителя за приложение с lateksovi презервативи. При използване на лекарствени продукти, като свещички, мехлеми, кремове и др., в интимната област попитайте Вашия лекар или аптекяр дали тези продукти не могат да окажат отрицателно влияние върху сигурността на презерватива. Съхранявайте презервативите при стайна температура също в оригинално затворено запечатано плъкче. Издърпайте употребените презервативи само заедно с битовите отпадци. Не ги изхвърляйте в тоалетната чиния!

ⒺⒾ Upute za upotrebu kondoma Ritex

Na **zavuljenom penisu** **prezno** razgrnite nepropusno nazobljeni paketić. Imajte na umu da, primjerice, nokti, nakit ili piercarni u intimnom području mogu oštetiti kondom. **(1)** Prije nego penis dodirne tijelo partnera, navučite kondom preko krugog penisa. **Prepuć povucite do kraja unatrag**, palcem i kažiprstom nježno stisnite prostor za ejakulat na **rub za odvajanje okretne prave van** i tako nemoću ovliviti bezpješnost kondoma. Skladite kondom pri pokojovoj tjeploti a pouze v originálním svařených obalech. Použité kondomy zlikvidujte s domovním odpadem. Nevhazujte kondomy do WC!

ⒺⒿ Instruções de utilizare pentru prezervative Ritex

Se desface **cu atenție** plicul **la marginea zimțată**. Vă rugăm să aveți în vedere că, de exemplu, unghiile, bijuteriile sau piercingsul din zona genitală pot deteriora prezervativul. **(1)** Înainte de atingerea penisului de corpul partenerului, se derulează prezervativul pe penisul în erecție. **Se trage prepuțul înapoi**, se strânge atent rezervoarul între degetul arătător și degetul mare, se așează pe gland cu **marginea de derulare spre exterior**, după care se derulează complet. **(2)** Odată ce erecția începe să scadă, prezervativul alunecă sau devine foarte strâns (pericol de rupere), retrageți penisul. **Prezervativul se ține bine la baza penisului, să nu alunece**. În situația în care prezervativul era o gaură sau este rupt după utilizare consultați un medic, cât de curând posibil, în cel mult 72 de ore. **(3)** Prezervativete Ritex sunt produse medicale destinate contactului sexual vaginal pentru prevenirea sarcinii și pentru protecția împotriva infecțiilor locale. În cazul utilizării pentru sex non-vaginal, riscul de alunecare sau deteriorare este mai mare. Nicio metodă contracevativă nu poate garanta protecție 100% împotriva sarcinii și a infecțiilor. În caz de **lipsă de lubrifiere**, are es. umiditate vaginală insuficientă sau act sexual anal, folosiți suplimentar **lubrifanții compatibili Ritex**, cum ar fi GEL[®], HYDRO, BIO sau LONGTIME, în cantități suficiente **pe partea exterioară a prezervativu lui**. Niciodată nu folosiți lubrifanții suplimentari pe penis sau pe partea internă a prezervativului, deoarece există riscul de alunecare sau rupere a prezervativului. Nu folosiți niciodată lubrifanții care conțin ulei sau grăsimi (de exemplu vaselină, ulei pentru copii, loțiuni de corp), ci numai lubrifanții indicați de producător pentru prezervative din latex. În cazul folosirii unor medicamente, cum ar fi supozitoare, unguente, creme în zona intimă, întrebați medicul sau farmacistul dacă acestea pot afecta siguranța prezervativelor. Prezervativele se păstrează la temperatura camerei numai în plicul original sigilat. Prezervativele folosite se vor arunca la gunoial menajer. A nu se arunca în toaletă!

ⒺⓀ Οδηγίες χρήσης για προφυλακτικά Ritex

Ανοίξτε **προσεκτικά** τη συσκευασία από τη **γωνία**. Λάβετε υπόψη ότι τα νύχια, κομμητάκια ή piercing στην ελαίσθητη περιοχή μπορεί να προκαλέσουν ήττισε στο προφυλακτικό. **(1)** Προτού το πέος αγγίξει το σώμα του συντρόφου, τραβήξτε το προφυλακτικό το πέος